

Gebruiksaanwijzing FORmaat slaapdopje



Slapen in stilte

Een goede nachtrust is goed voor iedereen. Helaas wordt die nachtrust vaak verstoord door lawaai of vreemde geluiden. U weet er alles van. Daarom heeft u FORmaat slaapdopjes aangeschaft. U heeft een product in handen dat ontwikkeld is volgens een uniek concept. FORmaat slaapdopjes worden in de gehoorgang gedragen. Elk geluid wordt zó gedempt dat u rustig kunt gaan slapen. Complete stilte is ook met het dragen van FORmaat slaapdopjes niet mogelijk, omdat er altijd geluid via de schedel wordt waargenomen. Daarom wordt u wel wakker van de wekker of wanneer iemand u roept. De FORmaat slaapdopjes zijn transparant van kleur en hol van binnen.

Waarschuwing: FORmaat slaapdopjes kunnen alleen goed functioneren als ze zorgvuldig en op de juiste manier in de gehoorgang geplaatst worden.

In het oor plaatsen van de FORmaat slaapdopjes. Lukt het inzetten niet, laat u dan door uw audicien helpen.

De audicien kan u leren hoe het slaap dopje precies geplaatst dient te worden. Op den duur wordt het plaatsen van het slaapdopje een automatische handeling. Het linker-en rechter slaapdopje hebben een duidelijk herkenbaar logo aan de voorkant. Het slaap dopje met het **rode** logo is voor de rechterkant, het slaapdopje voor de linkerkant is voorzien van een **blauw** logo.

Neem bv. het rechter slaap dopje in de linkerhand Met het logo aan de voorkant kunt u een rechter vinger of pink in het slaap dopje steken en deze met een lichte draaiing naar achteren in de gehoorgang plaatsen. De slaap dop zit goed als deze helemaal aan het oor aansluit. Soms kan het slaap dopje zelfs een beetje vacuüm in het oor gedrukt worden zodat het net nog iets beter afsluit. Tijdens het aanmeten bij de audicien zal dit de eerste keer worden aangeleerd. Bij het uitnemen kunt u het slaap dopje voorzichtig tussen twee vingers nemen en naar boven trekken of weer een draaibeweging maken en hem uit het oor trekken.

**Zorg ervoor dat u niet met uw nagels in het siliconenmateriaal drukt.
Dit kan scheuren veroorzaken.**



Pasvorm:

Hoe lang de pasvorm goed blijft is zeer persoonlijk. Een gewichtsverandering heeft bijvoorbeeld al invloed op de diameter van de gehoorgang. Ook bij kinderen in de groei verandert de gehoorgang. Het siliconen materiaal is niet aan krimp onderhevig. Door het dragen van de slaapdopjes kan het oppervlak minder stroef worden. Dan kunnen ze soms iets makkelijker uit het oor glijden.

Gebruiksaanwijzing FORmaat slaapdropje

Materialen

De slaapdropjes worden met de uiterste zorg geproduceerd in ons laboratorium en voldoen aan de eisen 'besluit medische hulpmiddelen'. De gebruikte materialen hebben alle een CE- markering. Over de slaapdropjes wordt een coating van nanolak gedaan. Dit is een flexibele lak waaraan op microniveau heel kleine deeltjes zilver zijn toegevoegd. Op grond van zijn gunstige eigenschappen is zilver een ideale werkzame stof met een langdurige antibacteriële werking. Zilver-ionen werken aan de oppervlakte. Er is maar een zeer geringe hoeveelheid zilver nodig om een goede antibacteriële werking te krijgen. Desondanks is het toch mogelijk dat er irritatie optreedt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Uw audicien kan u hierover voorlichting geven.

Last van irritatie?

Siliconen materialen kunnen een allergische reactie veroorzaken zoals jeuk en 'natte oren'. Bij sterke verkleuring of jeuk in het oor, moet het siliconen oorstukje vernieuwd worden. Het wordt aangeraden dit tussen 1 en 2 jaar te doen. Voor jeukproblemen zijn er speciale oliën. Uw audicien kan u adviseren.

Het reinigen van het FORmaat slaapdropje

De zachte siliconen slaapdropjes zijn gemaakt op basis van polydimethylsiloxan (siliconen materiaal). Deze slaapdropjes kunnen gereinigd worden met water en zeep en een speciaal desinfectiedoekje. Deze desinfecteren het slaapdropje, maar bevatten geen alcohol. Bij het reinigen met een bruistablet kan het materiaal verbleken. Onder invloed van het oorsmeer zal na enkele maanden tot een jaar het slaapdropje bruin verkleuren. Helaas is dit niet te voorkomen.

Omdat uw siliconen slaapdropjes in aanraking komen met de huid en oorsmeer, is het van belang dat u uw slaapdropjes regelmatig reinigt. Hoe vaak de slaapdropjes gereinigd moeten worden verschilt per persoon en is afhankelijk van de hoeveelheid oorsmeer die het oor produceert. Het is aan te raden dit dagelijks te doen, als u ze gedragen heeft. Uw audicien kan u voorlichting geven over desinfectie reinigingsmiddelen en droogboxjes met UV licht die ook bacteriedodend zijn.

Verzorging van uw gehoorgang

Met speciale huidolie kunt u regelmatig uw oren indruppelen om uitdroging van de huid te voorkomen.

GARANTIEpaspoort

Bij de FORmaat slaapdropjes hoort een garantiepasje. U heeft tot drie maanden na aankoop garantie op de pasvorm. U kunt de eerste zes weken de FORmaat-slaapdropjes uittesten op draagcomfort. Bij problemen met het draagcomfort (denk aan lekkage of drukplekken) kunt u contact opnemen met uw audicien. Deze overlegt met u om tot een goede oplossing te komen.